

Philips Sonicare AdaptiveClean kartáčková hlavice

Jediná hlavice pro elektrické kartáčky s pružnými gumovými okraji

Správně vybraná hlavice je podmínkou dokonale vyčištěných zubů a efektivního odstranění plaku z dásňového žlábků a mezizubních prostor.

Poslední inovace: Philips Sonicare AdaptiveClean

Kartáčková hlavice Philips Sonicare AdaptiveClean jako poslední inovace dosahuje nejlepších výsledků v odstranění zubního plaku. Vyvinuta pro zlepšení techniky čištění u co největšího počtu pacientů.



Větší kontakt

Vlákna se přizpůsobují individuálnímu tvaru zubů a dásní a zajišťují tak 4x větší kontakt s povrchem zubů a dásní.¹



Podpora tlakového senzoru a absorpce tlaku


Přináší vyšší citlivost tlakového senzoru a pohlcení nadměrného tlaku pro maximální bezpečnost vašich pacientů.



Širší pohyb vláken

Pružné okraje dovolují vláknům větší vychýlení pro efektivnější čištění podél linie dásní a těžko dostupných míst.²

Metoda nejmenších čtverců, Celkové procento redukce indexu gingiválního krvácení po dvou týdnech od začátku studie³
% redukce



¹ než kartáčková hlavice DiamondClean
² v porovnání s manuálním zubním kartáčkem
³ Milleman J., Milleman K., Argosino K., Mwattha A., Ward M., Souza S., Jenkins W. Data on file, 2014

Správná volba pro individuální potřeby

Philips Sonicare kartáčkové hlavice

Různé typy kartáčkových hlavic vyhovují rozdílným a individuálním požadavkům pacientů. Standardní velikost hlavice vyhovuje pacientům s většími zuby a plní funkci všestranného čištění. Minihlavici ocení spíše ženy, ale je vhodná i pro čištění těžko dostupných částí chrupu.

Všechny kartáčkové hlavice jsou kompatibilní se všemi modely kartáčků Philips Sonicare 3. generace.

Philips Sonicare nabízí řadu kartáčkových hlavic, které vyhoví potřebám každého pacienta

Název kartáčkové hlavice	Typ kartáčkové hlavice	Klíčový benefit	Doporučujeme pro...	Měkkost vláken
AdaptiveClean		Pružné části hlavice zajišťují větší kontakt s povrchem zubu a dásní a zároveň absorbují nadměrný tlak při čištění.	Pro pacienty, kteří touží po dokonalém vyčištění, ale neovládají správnou techniku čištění.	Středně měkká nylonová vlákna
DiamondClean		Hlavice s průřezy vláken ve tvaru diamantového brusu je vyvinuta pro efektivnější odstranění pigmentů z povrchu zubu.	Pro pacienty, kterým se často tvoří pigmentace. Vhodné také v průběhu bělení zubů.	Středně měkká nylonová vlákna
InterCare		Odstraňuje až 7x více plaku z mezizubních prostor než manuální kartáček.	Pro pacienty, kteří trpí častými záněty dásní, způsobenými kumulací plaku v mezizubních prostorech.	Měkká nylonová vlákna
Sensitive		Ultra měkká vlákna pro citlivé zuby a dásně.	Pro pacienty, kteří mají citlivé zuby a dásně.	Ultra měkká nylonová vlákna
ProResults		Zastřížení vláken dokonale kopíruje anatomii zubu a umožňuje tak efektivní čištění zubů a dásní.	Pro běžného pacienta.	Měkká nylonová vlákna
For Kids (pro děti ve věku 4+, 7+)		Gumový potah hlavice pro zvýšenou ochranu skloviny dětských zubů a jemných dásní.	Pro dětského pacienta a jeho rostoucí chrup.	Měkká nylonová vlákna

nový	vyměnit	TIP: Nezapomeňte, že stejně jako u manuálního zubního kartáčku je potřeba měnit hlavice každé 3 měsíce. Vlákna kartáčku časem měknou a ztrácí čisticí schopnost.